

抗原検査キット COVID-19 AG
抗体検査キット COVID-19 IgG/IgM
変異株に関する反応性のお知らせ

抗原検査キット COVID-19 AG 並びに抗体検査キット COVID-19 IgG/IgM変異株との反応性について、下記にてお知らせいたします。

WHOの呼称	Pango系統	最初に報告された国	反 応 性
アルファ株	B.1.1.7	英国	○
ベータ株	B.1.351	南アフリカ	○
ガンマ株	P.1	ブラジル	○
デルタ株	B.1.617.2, AY.1, AY.2	インド	○
オミクロン株	B.1.1.529	南アフリカ	○

【販売元】

小林薬品株式会社
大阪府中央区本町2丁目3番8号
TEL:06-6314-6185



KO264
抗原検査キット



KO265
抗体検査キット