

選べる2種類の 検査方法!

鼻腔ぬぐい液が採取しやすい
コンパクトな綿棒を採用!

セルフ検査



唾液採取

or



鼻腔ぬぐい液採取
(鼻の浅い位置)

検査時間 15分

変異株対応

研究用

基本情報

- 検体採取方法: 唾液または鼻腔ぬぐい液(鼻汁)
- 変異株: 対応品
- 使用期限: 製造日から24カ月間 (個装箱に記載)
- 保管条件: 2~30°C (室温)
- 製造元: Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co.,Ltd
- 認定: CE認証品

セット内容



- 検査カセット 1
- 唾液採取袋 1
- 抽出管(希釈液入り) 1
- スポイト 1
- 鼻腔用綿棒 1
- 取扱説明書 1

用途

唾液または鼻腔ぬぐい液検体中の新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の抗原(タンパク質)の有無を検出する研究用調査キットです。

052451

AT新型コロナウイルス 抗原検査キットmini

唾液/鼻腔タイプ

検査
1回分

税込 **¥990** (税別¥900)

※医薬品医療機器等法に基づき、本製品は抗原検査結果から新型コロナウイルス感染症の確定診断に使用するものではありませんので、確定診断が必要な場合は保健所又は医療機関へご相談ください。



使用上の注意

- 唾液を採取される場合は、検査結果に影響がでる恐れがあるため、検査前1時間は、飲食(水も含む)、喫煙、歯磨き、うがいなどはお控えください。鼻腔ぬぐい液(鼻汁)を採取される場合は、本製品入手後すぐに検査可能です。
- 鼻腔ぬぐい液(鼻汁)を採取される場合は、左右の鼻孔に片方ずつ、両方の鼻孔に綿棒を2cm程度挿入します。鼻の痛みや違和感がご心配な場合は、唾液にて本製品をご使用ください。
- 検査キットは開封後できるだけ早く(1時間以内)ご使用ください。
- 温度によって検査結果に影響を及ぼす可能性があるため、室温15~30°Cでご使用ください。

販売店