

COVID19 ANTIGEN

RAPID TEST DEVICE 抗原検査ペン

検査待ち無し!

その場で確認! 唾液を採取して約15分で検出

研究用 日本製

検査1回分 MADE IN JAPAN

Designed by TOA Industry co., Ltd. in Japan.

特許出願 特願 2021-104490

オミクロン株
対応^{※4}

新型コロナウイルスが
存在するかを判定。^{※1}

一体型

お口に入れれば
約15分で検出
出来ます。

精度
99.4%
以上^{※3}

変異株
対応^{※4}

本検査キットを使用して
検出ありの方は、無料で
PCR検査を致します。

東亜産業 PCR総合検査センター
24時間365日、日本全国どこでも
すぐお届け回収!!

詳しくはこちら ▶



※1 本検査キットは、判定ラインの発色を視覚的に解釈することにより、SARS-CoV-2 ウイルス抗原を検出します。
※2 検出対象物の量、検査実施環境によっては検出できない可能性があります。
※3 感染の有無については専門の病院等にご相談ください。本検査キットで判断することはできません。

※3 当社PCR検査との比較実験(陽性50検体:陰性50検体)では、陽性陰性一致率100%。(あくまで実験結果であり、臨床的な有用性は確認できておりません。診断等に用いないでください。)
※4 現時点において、N501Y・L452Rの変異株の検出が可能であることについては確認しております。オミクロン株対応(理論上のみ)

株式会社東亜産業 TOA Industry co., Ltd. in Japan
特許出願 特願 2021-104490

いつでも、どこでも
結果がすぐわかる!!
※ 約15分で検出

COVID19 ANTIGEN
RAPID TEST DEVICE

抗原検査ペン

新型コロナウイルスが
存在するかを判定^{※1}
口腔液/唾液を採取して
約15分で検出^{※2}

精度:99.4%以上^{※3} 変異株対応^{※4}

本検査キットを使用して
陽性結果の方は、無料で
PCR検査を致します。
東亜産業 PCR検査センター 回収
24時間365日、日本全国どこでも
すぐお届け回収!!

日本製 BORDER ZERO 検査1回分 研究用

(販売用 パッケージ吊下げタイプ)
(アルミ包装袋)
サイズ:約W12.5×23.5cm

※画像はイメージです。
一部仕様が変わる場合がございます。

新型コロナウイルス 抗原検査ペン型デバイス

オミクロン株対応^{※4}

〈キット内容物〉・試験紙付き ・乾燥剤×1
・唾液コレクター×1 ・使用説明書×1
・抽出パuffa×1
〈使用期限〉製造より2年
〈型番〉TOA-CAR-TS
〈J A N〉4562441909374