

OMHC-CNPM001

PULSE O-METER

パルスゼロメーター

指先で 簡単チェック



大切な毎日の健康管理に!

Omni

PULSE O-METER

パルスゼロメーター [非医療用]



内蔵された高品質センサー

正確!

高品質センサーを搭載し
高精度で正確な測定!



内蔵された高品質センサー

測定数値の目安

◆血中酸素飽和度

正常値・・・96%～98% (安静時)
90%以上を保持する必要があります。

◆心拍数

正常値・・・(45～85)
要経過観察・・・(40～44)
生活改善・・・(86～100)
要医療・・・(~39、101~)

※測定イメージ



指を機器の中に入れ
LEDの光を血管に当て、
その透過光を測定します。

大切な毎日の体調管理に

簡単! 指を入れてボタンを
押すだけ簡単測定!

指を離すと自動シャットアウト

数値の目安

血中酸素飽和度
体調のパロメーターを
気軽にチェック!!

心拍数

体調指数
(血中酸素飽和度)

電池残量

脈拍元気指数

学習機能
正常値は 96% ~ 98%
(安静時)
要経過観察
生活改善
要医療



見る
見せる
上下左右
縦横表示
変更



脈拍波形 脈拍数 (心拍数) 脈拍レベルメーター

- 大切な毎日の体調管理に
 - 指を入れてボタンを押すだけ簡単測定
 - 上下左右縦横表示変更可能
- 本体サイズ: (幅) 約5.5cm × (奥行) 約3.8cm × (高さ) 約2.8cm
 本体重量: 約25g
 素材・成分: ABS樹脂、シリコンゴム
 測定方法: 2波長吸光度法
 電源: 単4乾電池 (別売)
 定格電圧: DC 3V
- * 本製品は医療機器ではありません。
 * 血中酸素ウェルネス機能は、一般的な健康維持のみを目的としたものであり、
 医療目的で使用したり、判断したりするためのものではありません。

商品 C D	629367
商品名	パルスゼロメーター
品番	OMHC-CNPM001
参考上代	¥2,400

お問い合わせは